

## **FT- Moulage des barres de pâte à modeler.**

---

### > **Pâte à utiliser :**

Elle doit être autodurcissante à l'air, par exemple :



ou **PLASTIROC** pain d'un kg

### > **Dispositif de moulage :**

Un seul dispositif de moulage est nécessaire pour chaque laboratoire. Outre le moule, il comprend un rouleau pour étaler la pâte à modeler et du film alimentaire (la pâte durcit à l'air donc il faut l'envelopper dans du film alimentaire pour la conserver au réfrigérateur).

Voici un exemple de dispositif on peut également le réaliser en bois.



Lors du moulage il faut réaliser un orifice à une des extrémités pour enfoncer un thermomètre lors des mesures, il suffit d'utiliser un agitateur en verre.